

Weiterbildung zur/zum technischen Sterilisationsassis- tentin/-ten (DGSV®) Fachkundelehrgang II



Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs befähigt Sie Arbeitsabläufe mitzugestalten und Veränderungen anzupassen. Sie können die Prinzipien von Qualitätsmanagement umsetzen und agieren als Bindeglied zur AEMP-Leitung. Sie lernen Strategien um neue Mitarbeiter/-innen anzuleiten, zu begleiten und deren Leistung zu bewerten. Sie sind in der Lage die Verantwortung als Schichtleitung oder stellvertretende AEMP-Leitung zu übernehmen.

Voraussetzungen Erfolgreicher Abschluss des Fachkundelehrgangs I für technische Sterilgutassistenten/-innen an einer von der DGSV® anerkannten Bildungsstätte, Praktische Tätigkeit in einer Aufbereitungseinheit von mindestens 6 Monaten, Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

Zwischen den beiden Unterrichtsblöcken muss eine achttägige Hospitation in verschiedenen Bereichen eines Krankenhauses absolviert werden (Formblatt).

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen von Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP), die erhöhte Verantwortung als Team- oder Schichtleitung übernehmen, stellvertretende Leitungen einer AEMP.

Inhalte Qualitätsgerechte Aufbereitung von Instrumenten und Geräten im Sinne des Medizinproduktegesetzes ■ Baulich-technische Grundlagen ■ Kommunikation und Konfliktmanagement ■ Einblick in das Finanz- und Rechnungswesen ■ Personaleinsatz ■ Anleitung, Förderung, Beurteilung von Mitarbeitenden u.v.m.

Abschluss Nach regelmäßiger Teilnahme, Nachweis der Hospitationen, Erfüllung eines Praxisauftrags und erfolgreich abgelegter schriftlicher und mündlicher Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat der